

SwishPlus™ Implantatlinie

Kompatibel zum Straumann* Implantatsystem

Interne Achtkantverbindung

NEU

115 Euro



Das All-in-One Package für 115 Euro enthält Implantat, Einbringpfosten, Einheilextender und Deckschraube.

- 1 Erhältlich in den enossalen Durchmessern 3.3, 4.1, 4.8, 5.7mm und den Längen 6, 8, 10, 12, 14, 16mm
- 2 1mm polierte und 1mm mikrorauhe Halspartie für die Insertion auf Tissue- oder Bone-Level
- 3 Microgrooves zur Entlastung des krestalen Knochens
- 4 Tiefes Gewinde für mehr Oberfläche und erhöhter Sekundärstabilität
- 5 Aggressives und selbstschneidendes Gewinde für optimale Primärstabilität
- 6 Konisch zulaufender Implantatapex für vereinfachte Insertion

Starten Sie jetzt mit einem gratis Testimplantat!**

Be simply smarter!



Solid Abutment Kit



Innovative und smarte Lösungen mit echtem Mehrwert!

Implant Direct Sybron setzt neue Maßstäbe mit qualitativ hochwertigen Produkten zum attraktiven All-in-One™ Package-Preis ab 115 Euro pro Implantat, inklusive der dazugehörigen Prothetik. Neben dem einzigartigen Spectra-System und den kompatiblen Implantatlinien zu NobelBiocare™, Straumann und Zimmer® Dental* bietet Implant Direct Sybron für jede Indikation die passende Prothetik ab 65 Euro an.

*Registrierte Marken von Institut Straumann AG, NobelBiocare™ und Zimmer® Dental.
**Nutzbar nur für Neukunden. Ein Gratis-Implantat pro Praxis.



Gratis Infoline: 00800 4030 4030
www.implantdirect.de
Europas Nr. 1 Onlineanbieter für Zahnimplantate

